

# Braakbakhouder met opvangzakken





**braakzak**

**Braakzak-  
houder**

**Plaats de  
opvangzak  
in de houder.**



**Plaats de  
opvang-  
Zak rondom  
de opening  
van de  
Houder.**



**Om de opvangzak te verwijderen pak je deze op 1 plek vast en haal het voorzichtig los.**





**Trek aan  
beide  
koorden en  
sluit  
de opvangzak.**



**Draai het koord  
om rond de opening.**



**Knoop het dicht en  
deponeer de  
opvangzak bij  
het daarvoor  
bestemde afval**





**Voor het wegen kunt u gebruik maken van de Hygie hangweegschaal**

